



medical **ECONET**  
GERMANY



## HI-dop Gefäßdoppler

Schneller und zuverlässiger Gefäßdoppler

- Einfaches Screening von Arterien und Venen
- Anzeige der Pulsfrequenz und des Batteriezustands im LCD Display
- Stufenlose Lautstärkereglung
- 4, 5 und 8 MHz Sonden Verfügbar
- 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb mit 2 AA Batterien

# Technische Spezifikationen

Modell	HI-dop
Display	LCD Display mit Batterieanzeige
Messbereich der Herzrate	50 ~ 240 Schläge pro Minute
Genauigkeit	± 2%
Ultraschallfrequenz	4,5 und 8 MHz
Ultraschallintensität	<10mW/cm <sup>2</sup>
Lautsprecher	1.2 W integrierter Lautsprecher
Audio Ausgang für Kopfhörer	Ja
Automatische Geräteabschaltung	nach 5 Minuten
Automatische Signalabschaltung	nach 1 Minute
Stromversorgung	2 x AA Batterien, 1,5 V
Batteriebetrieb	Bis zu 360 Minuten

## Kopfhöreranschluss

3,5 mm Klinkensteckerbuchse für Kopfhörer-anschluss oder Ausgabe an ein weiteres Aufzeichnungsgerät



## Standard Zubehör (Im Lieferumfang enthalten)



- Praktische Transporttasche
- US-Gel
- 4, 5 und 8 MHz Sonden verfügbar



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com  
 f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com  
 facebook.com/medicaleconetgermany  
 twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

\*Änderungen vorbehalten