



medical **ECONET**
GERMANY



Cardio Trak Langzeit EKG


Kleines, handliches Holter System inkl. Software

- Abtastrate 10.000 Hz
- Patentierte, automatische Analyse
- Bis zu 96 Stunden Aufnahmedauer mit einer AAA Batterie
- Automatische Schrittmacher-Erkennung
- Vollständige Datenübertragung innerhalb von 10 Sekunden
- GDT Schnittstelle
- Genauigkeit der ersten automatischen QRS-Analyse beträgt bis zu 99%
- Genauigkeit der ersten automatischen Arrhythmie-Analyse beträgt bis zu 95%
- Inkl. Templates für Normale Schläge, VES, SVES & Schrittmacher


Spezifikationen

EKG Kanäle	3-Kanal Ableitung (5-adriges EKG Kabel)
Bedienung	LCD-Display, Kontrollleuchte, Buzzer, Taste
Abtastfrequenz	10.000 Hz
Speicher	4GB SD Karte
Aufzeichnungsdauer	24/48 Stunden, 7/14 Tage
Schrittmacher Erkennung	3-Kanal Synchron-Erkennung
Maße	91 x 57 x 16,5 mm
Gewicht	ca. 60 g
A/D Genauigkeit	16 Bit
Frequenzabhängigkeit	0,05 ~ 410 Hz @ 3dB
Widerstand	> 10M Ω
CMRR	> 90 dB
Batterietyp	1x AAA Batterie
Betriebsdauer	5° - 40° C
Lagertemperatur	-40° C - 50° C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Betrieb in Höhe über NN	-150 - 4500 Meter
Lagerung in Höhe über NN	-150 - 4500 Meter


Software (Standard)



Zeitleiste



Trendkurve



Histogramm

Abmessungen 91 x 57 x 16,5 mm, ca. 60 g



medical **ECONET**

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
 f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
 facebook.com/medicaleconetgermany
 twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

*Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor

CE 0123

ME-GER-H-25-CARTR-12-20